Gluvi: compatibilidad y guías

Gluroo, FreeStyle Libre, Dexcom, Nightscout y la noche

Versión en PDF del contenido de migluvi.com, pensada para leerse con lector de pantalla, ampliación o impresa. Tiene marcadores para saltar entre apartados y el mismo texto que la web. Explica cómo se conecta Gluvi a cada fuente de glucosa y cómo ver la glucosa de noche.

migluvi.com · Actualizado el 8 de noviembre de 2026

Índice

1. Ver la glucosa de tu FreeStyle Libre en una pantalla, con Gluroo
2. Ver la glucosa de tu Dexcom en una pantalla, con Gluroo
3. Un visualizador de Nightscout para la mesa
4. Gluvi con Gluroo: la forma recomendada de conectarlo
5. Ver la glucosa por la noche sin coger el móvil
6. ¿Quieres el tuyo?
7. Enlaces útiles

Ver la glucosa de tu FreeStyle Libre en una pantalla, con Gluroo

Si llevas un FreeStyle Libre 2 o 3, la forma que recomendamos de tener tu glucosa siempre a la vista es con Gluroo: recoge tus lecturas y Gluvi las enseña en una pantalla fija, siempre encendida, en la mesita, el escritorio o la cocina.

Cómo llega el dato de tu Libre a Gluvi

El sensor manda la lectura a la app **LibreLink** de tu móvil, y la app la sube a la cuenta de Abbott. **Gluroo** la recoge de ahí, a través de LibreLinkUp, y la ofrece en una dirección compatible con Nightscout. Gluvi lee esa dirección y pinta la última lectura en cuanto aparece.

No hay que tocar el sensor ni montar ningún servidor. Y si algo cambia en la conexión con Abbott, es Gluroo quien la adapta: Gluvi sigue leyendo la misma dirección.

Qué necesitas

- Un **FreeStyle Libre 2 o 3** que ya suba sus lecturas con la app LibreLink.
- La app **Gluroo** recibiendo esas lecturas. Si no le llegan, Gluroo tiene una guía para FreeStyle Libre.
- Una **red WiFi** en casa y un enchufe USB cerca de donde vaya a vivir la pantalla.

En Gluroo copias la **Nightscout URL** y el **API Secret Token** (Ajustes → Otras integraciones → Conexión Global Gluroo Explorador nocturno) y, en la configuración de Gluvi, eliges la fuente **Nightscout** y los pegas. Paso a paso en Gluvi con Gluroo.

Pruébalo antes de comprar

En conecta.migluvi.com eliges **Nightscout**, pegas los datos de Gluroo y ves si llega tu última lectura. Es gratis y no hace falta tener un Gluvi. Si conecta ahí, conecta en la pantalla: es la misma comprobación.

Qué ves en la pantalla

- **El número grande**, en mg/dL o mmol/L, coloreado según los límites que tú pongas.
- **La flecha de tendencia** y cuánto ha cambiado desde la lectura anterior.
- **Un gráfico** con las últimas lecturas, para ver el recorrido reciente de un vistazo.
- **Cuánto hace del último dato.** Si dejan de llegar lecturas, el número se atenúa y aparece «Sin datos desde hace X min», para que nunca tomes por actual una cifra vieja.

Otra opción: conexión directa con LibreLinkUp

Gluvi también puede conectarse directamente a LibreLinkUp, con el email y la contraseña de una cuenta que siga tus datos. Es una vía **no oficial**, la misma que otras apps independientes: no está afiliada

a Abbott ni la aprueba Abbott, y puede dejar de funcionar sin aviso. Por eso no es la que recomendamos.

Si aun así la prefieres, los pasos están en el manual: LibreLinkUp.

Lo que conviene saber

Gluroo es un servicio independiente: no forma parte de Gluvi ni lo gestionamos nosotros, y tiene sus propias condiciones.

> **Atención:** Gluvi **no suena ni avisa**: solo muestra el dato. Las alarmas de bajada y subida siguen siendo las de LibreLink o tu lector, y tienen que seguir activadas.

En la web: migluvi.com/compatibilidad/freestyle-libre

Ver la glucosa de tu Dexcom en una pantalla, con Gluroo

Si llevas un Dexcom G6 o G7, la forma que recomendamos de tener tu glucosa siempre a la vista es con Gluroo: recoge tus lecturas y Gluvi las enseña en una pantalla fija, sin desbloquear el móvil y sin abrir ninguna app.

Cómo llega el dato de tu Dexcom a Gluvi

La app de Dexcom de tu móvil sube cada lectura a la nube de Dexcom. **Gluroo** la recoge de ahí con tu usuario y contraseña de Dexcom, y la ofrece en una dirección compatible con Nightscout.

Gluvi lee esa dirección y muestra la última lectura en cuanto está disponible.

No hace falta montar ningún servidor. Y si algo cambia en la conexión con Dexcom, es Gluroo quien la adapta: Gluvi sigue leyendo la misma dirección.

Qué necesitas

- Un **Dexcom G6 o G7** con la app oficial en tu móvil.
- La app **Gluroo** conectada a tu cuenta de Dexcom: en Gluroo pones tu **usuario y contraseña de Dexcom**. Si no le llegan las lecturas, Gluroo tiene una guía para Dexcom.
- Una **red WiFi** en casa y un enchufe USB.

En Gluroo copias la **Nightscout URL** y el **API Secret Token** (Ajustes → Otras integraciones → Conexión Global Gluroo Explorador nocturno) y, en la configuración de Gluvi, eliges la fuente **Nightscout** y los pegas. Paso a paso en Gluvi con Gluroo.

Pruébalo antes de comprar

En conecta.migluvi.com eliges **Nightscout**, pegas los datos de Gluroo y ves si llega tu última lectura. Es gratis y no hace falta tener un Gluvi.

Qué ves en la pantalla

- **El número grande**, en mg/dL o mmol/L, con el color de los límites que elijas.

- **La flecha de tendencia** tal y como la reporta tu Dexcom, y el cambio respecto a la lectura anterior.
- **Un gráfico** con el recorrido de los últimos minutos.
- **La edad del dato.** Si las lecturas dejan de llegar, lo ves en pantalla: el número se atenúa y aparece cuánto hace del último.

Otra opción: conexión directa con Dexcom Share

Gluvi también puede conectarse directamente a Dexcom Share, con el usuario y la contraseña de tu cuenta de Dexcom. Es una vía **no oficial**, la misma que otras apps independientes: no está afiliada a Dexcom ni la aprueba Dexcom, y puede dejar de funcionar sin aviso. Por eso no es la que recomendamos.

Si aun así la prefieres, ojo con el fallo más habitual: mientras ningún seguidor haya aceptado la invitación de Share desde Dexcom Follow, el servicio **no entrega ninguna lectura**, aunque las credenciales sean correctas. Los pasos están en el manual: Dexcom Share.

Lo que conviene saber

Gluroo es un servicio independiente: no forma parte de Gluvi ni lo gestionamos nosotros, y tiene sus propias condiciones.

> **Atención:** Gluvi **no suena ni avisa**. Las alertas de bajada y subida son las de la app de Dexcom o tu receptor, y tienen que seguir activadas.

En la web: migluvi.com/compatibilidad/dexcom

Un visualizador de Nightscout para la mesa

Si ya tienes tus datos en Nightscout, Gluvi es la forma de tenerlos siempre a la vista sin dejar una pestaña abierta ni un móvil viejo enchufado. Lee directamente de tu servidor y vale para cualquier sensor que suba ahí.

Cómo se conecta

Gluvi pregunta a tu Nightscout por la última lectura, igual que lo hace la web de Nightscout en el navegador. Solo necesita leer: no escribe nada en tu servidor.

1. En la configuración de Gluvi, elige la fuente **Nightscout**.
2. Escribe la **URL** de tu Nightscout.
3. Añade un **token de acceso** con permiso de lectura (se crea en el apartado de administración de Nightscout).
4. Guarda. Gluvi se reinicia y empieza a leer.

Más detalle en el manual: fuentes de glucosa.

Con qué sensores y apps funciona

Con cualquiera que acabe subiendo a Nightscout: **xDrip+**, **AAPS**, **Gluroo** (que ofrece una dirección compatible con Nightscout; ver Gluvi con Gluroo), Loop… Da igual el sensor que haya detrás; si tu Nightscout tiene la lectura, Gluvi la enseña.

Si no tienes Nightscout, no hace falta montarlo: lo que recomendamos es Gluroo, que te da una dirección lista para usar. Gluvi también se conecta directamente a LibreLinkUp y a Dexcom

Share, pero por vías no oficiales.

Pruébalo con tu servidor

En conecta.migluvi.com metes la URL y el token y compruebas si llega tu última lectura, sin tener el aparato. Si el servidor o el token fallan, el error suele decir qué dato está mal.

Por qué una pantalla aparte

- **Siempre encendida y en su sitio.** No hay que desbloquear nada, ni que se apague la pantalla, ni que se cierre una pestaña.
- **Hace una sola cosa.** No hay notificaciones ni otras apps: levantas la vista, ves el número y sigues.
- **Brillo para la noche.** Al mínimo no ilumina la habitación.
- **Honesta con los datos viejos.** Si tu Nightscout deja de recibir lecturas, el número se atenúa y aparece cuánto hace del último.

> **Atención:** Gluvi **no suena ni avisa**, y no sustituye las alarmas de tu sensor, de xDrip+, de AAPS ni de ninguna otra app: esas tienen que seguir activas.

En la web: migluvi.com/compatibilidad/nightscout

Gluvi con Gluroo: la forma recomendada de conectarlo

De las formas de conectar Gluvi, esta es la que recomendamos. Gluroo recoge las lecturas de tu sensor y las ofrece en una dirección compatible con Nightscout; Gluvi lee de ahí y las enseña en una pantalla fija, siempre encendida.

Por qué la recomendamos

LibreLinkUp y Dexcom Share no ofrecen una conexión oficial para aparatos como Gluvi. Gluvi puede conectarse a ellos directamente, pero por vías **no oficiales**, que Abbott o Dexcom pueden cambiar sin avisar.

Con Gluroo se **separa de dónde salen los datos de la pantalla que los enseña**. Gluroo también recoge tus lecturas de LibreLinkUp o de tu cuenta de Dexcom, pero el mantenimiento de esa conexión lo llevan ellos: si algo cambia al otro lado, son ellos quienes la adaptan, y Gluvi sigue leyendo la misma dirección Nightscout.

Y como esa dirección habla el idioma de Nightscout, que es un estándar abierto, no tienes que montar ningún servidor.

Qué necesitas

- Un sensor compatible con Gluroo: **FreeStyle Libre 2 o 3** (a través de LibreLinkUp) o **Dexcom G6 o G7** (con tu usuario y contraseña de Dexcom).
- La app **Gluroo** recibiendo las lecturas de ese sensor. Cómo se instala lo explican en gluroo.com.

- Un Gluvi conectado a tu WiFi.

Todas las integraciones de Gluroo están en su página de soporte. Gluvi solo muestra la glucosa del sensor.

Cómo se conecta

1. En la app de Gluroo, abre **Ajustes** y baja hasta **Otras integraciones**.
2. Entra en **Conexión Global Gluroo Explorador nocturno**. Ahí verás dos datos: **Nightscout URL** y **API Secret Token**.
3. En la configuración de Gluvi, elige la fuente **Nightscout**. Pega la **Nightscout URL** en el campo de la URL y el **API Secret Token** en el del token.
4. Guarda. Gluvi se reinicia y empieza a leer.

Más detalle en el manual: fuentes de glucosa.

Pruébalo antes

En conecta.migluvi.com eliges **Nightscout**, pegas la dirección de Gluroo y compruebas si llega tu última lectura, sin tener el aparato.

Lo que conviene saber

Gluroo es un servicio independiente: no forma parte de Gluvi ni lo gestionamos nosotros, y tiene sus propias condiciones. Gluvi solo lee de él; no escribe nada.

Si Gluroo no recibe tus lecturas, Gluvi tampoco podrá mostrarlas. Para eso, el soporte de Gluroo tiene guías para FreeStyle Libre y para Dexcom.

> **Atención:** Gluvi **no es un producto sanitario** y **no suena ni avisa**. No debe usarse para tomar decisiones de tratamiento ni de dosis de insulina. Las alarmas de tu sensor, de su app o de Gluroo tienen que seguir activas.

En la web: migluvi.com/compatibilidad/gluroo

Ver la glucosa por la noche sin coger el móvil

Mirar la glucosa a las tres de la mañana suele ser buscar el móvil a tientas, desbloquearlo, abrir la app y quedarse deslumbrado. Con niños con diabetes, además, el dato que importa está en otra habitación. Aquí repasamos cómo tenerlo a la vista de noche, y dónde encaja una pantalla dedicada.

Primero lo importante: las alarmas

De noche, lo que tiene que despertarte son **las alarmas de tu sensor o de su app** (LibreLink, la app de Dexcom, xDrip+…) o las de la app de seguidor, como LibreLinkUp o Dexcom Follow. Son las que están pensadas para eso. Revisa que estén activas, con volumen, y que el modo «No molestar» del móvil las deje pasar.

> **Importante:** Gluvi **no suena, no vibra y no te despierta**. No es una alarma ni un sistema de vigilancia: solo enseña el dato que ya genera el sensor. Nada de lo que hay en esta página sustituye a las alarmas del sensor.

El problema de mirar el móvil de noche

- **Hay que buscarlo y desbloquearlo**, con la cara medio dormida y Face ID sin reconocerte.
- **La pantalla deslumbra** y despierta a quien duerme al lado.
- **Te quedas enganchado:** una notificación, un mensaje, y ya no vuelves a dormirte.
- **El dato de otra persona** exige abrir otra app más, la de seguidor.

Una pantalla fija en la mesita

Una pantalla dedicada como Gluvi resuelve la parte de **mirar**: está siempre encendida, con el número grande, y basta con abrir los ojos. Al brillo mínimo no ilumina la habitación, así que puede quedarse encendida toda la noche.

El color del número cambia según los límites que elijas, así que se entiende de un vistazo aunque no lleves las gafas. Y si el dato deja de llegar (se cae el WiFi, el sensor pierde la señal), el número se atenúa y aparece cuánto hace de la última lectura: no te deja mirando una cifra vieja como si fuera la de ahora.

Si la glucosa que quieres ver es la de tu hijo

Gluvi se conecta a la misma cuenta de seguidor que ya usáis para ver los datos de vuestro hijo desde el móvil. Así, la pantalla puede estar **en tu dormitorio** mostrando su glucosa mientras él duerme en el suyo.

- **FreeStyle Libre:** con la cuenta de LibreLinkUp que sigue a tu hijo. Si sigue a varias personas, eliges cuál mostrar. Ver Gluvi con FreeStyle Libre.
- **Dexcom:** con la cuenta de Dexcom con Share activado y un seguidor que haya aceptado la invitación. Ver Gluvi con Dexcom.
- **Nightscout:** con la URL y un token de lectura del servidor de tu hijo. Ver Gluvi con Nightscout.

Las alarmas, también aquí, siguen en el móvil: en la app de tu hijo y en tu app de seguidor.

Antes de decidir

Prueba gratis en conecta.migluvi.com que vuestra cuenta conecta. Y si tienes dudas sobre si encaja en vuestra rutina, revisa las preguntas frecuentes o escríbenos desde la portada.

En la web: migluvi.com/guias/ver-glucosa-por-la-noche

¿Quieres el tuyo?

Antes de comprar, prueba gratis que tu cuenta conecta en conecta.migluvi.com. Si llega tu última lectura ahí, llega al aparato.

> **Importante:** Gluvi es un visualizador de conveniencia, **no un producto sanitario**, y **no suena ni avisa**. Las alarmas de tu sensor y de su app tienen que seguir activas. Lee el aviso médico.

FreeStyle Libre y LibreLinkUp son marcas de Abbott; Dexcom y Dexcom Share, de Dexcom, Inc.; Gluroo, de su titular; Nightscout es un proyecto de código abierto. Se nombran solo para indicar compatibilidad: Gluvi no está afiliado, patrocinado ni respaldado por ninguno de ellos.

Enlaces útiles

- Web: migluvi.com
- Comprobar tu conexión antes de comprar: conecta.migluvi.com
- Manual de usuario: migluvi.com/manual
- Instalar el software: migluvi.com/instalar
- Preguntas frecuentes: migluvi.com/preguntas-frecuentes
- Email: hola@migluvi.com · Teléfono: +34 696 01 64 21
- Instagram: @mi.gluvi