Gluvi: qué es y cómo funciona

Pantalla dedicada de glucosa

Versión en PDF del contenido de migluvi.com, pensada para leerse con lector de pantalla, ampliación o impresa. Tiene marcadores para saltar entre apartados y el mismo texto que la web. Este documento recoge la portada de la web: qué es Gluvi, para quién es, el precio, cómo se compra y quién lo hace.

migluvi.com · Actualizado el 8 de noviembre de 2026

Índice

1. Levantas la vista y ya lo sabes.
2. Un aparato, y ya está. Precio y qué incluye
3. Una pantalla que hace una sola cosa. Y la hace bien.
4. Dónde vive: donde de verdad lo vas a mirar.
5. Un aparato encendido todo el año no puede dar la lata.
6. Llega en piezas. En un rato lo tienes en la mesilla.
7. Compruébalo tú, sin comprar nada.
8. El móvil ya lo tienes. El problema es todo lo demás que hay dentro.
9. Lo que Gluvi no es.
10. Por qué no avisa: los avisos son otro producto.

11. Esto no lo hace una empresa. Lo hace una persona.
12. Cómo se compra
13. Contacto
14. Que tu glucosa deje de vivir escondida en el móvil. Ponla donde ya miras.
15. Enlaces útiles

Levantas la vista y ya lo sabes.

Número, tendencia y gráfico en una pantalla para la mesita, la cocina o el escritorio. Siempre encendido. Sin desbloquear el móvil, sin buscar la app.

> **Importante:** Gluvi muestra, no avisa. No suena, no vibra y no te despertará: las alarmas de tu sensor siguen siendo las tuyas y deben seguir activas en tu móvil o receptor.

- Pago 100 % seguro
- Envío gratis
- 14 días para devolverlo
- 3 años de garantía

Funciona con: Nightscout, Gluroo, FreeStyle Libre, Dexcom.

- **Se lee desde la puerta.** Número grande y brillo que tú ajustas.
- **Siempre encendido.** No hay app que se cierre ni batería que se agote.
- **Sin cuentas ni suscripción.** Se conecta a la fuente de datos que ya usas.

Un aparato, y ya está. Precio y qué incluye

Gluvi es el programa; la pantalla táctil es el cuerpo que lo enseña. Se enchufa, se conecta a tu WiFi y muestra tu glucosa en grande. Nada más que aprender.

Gluvi: 114,90 €

El panel de la casa. El número se lee desde el sofá.

Qué recibes: Kit Gluvi: pantalla Guition JC3248W535 en su caja original + carcasa + tornillería + instrucciones de instalación y puesta en marcha.

Característica	Valor
Pantalla	3,5″ LCD táctil
Resolución	480 × 320
Orientación	Horizontal
Dónde encaja	Salón, cocina, escritorio… donde lo necesites!

- El número y el gráfico repartidos en dos columnas, para aprovechar el ancho
- Color según tu rango, y tema invertido a pantalla completa con un toque
- Brillo ajustable, con un mínimo que no ilumina la habitación



Gluvi sobre una pantalla Guition de 3,5 pulgadas: el número 90 mg/dL en verde sobre fondo negro, flecha de tendencia con el delta, barra de cuenta atrás y gráfico de las últimas 8 lecturas.



La misma pantalla con el tema invertido: el verde pasa al fondo entero y el número 90 mg/dL queda en negro, legible desde el otro lado de la habitación.

Precio

114,90 €. IVA y envío incluidos. Envío gratis a península y Baleares.

Cada unidad se monta y se prueba a mano, una a una. Queremos aparatos en casas de verdad y gente que nos cuente qué falla.

Qué va incluido en ese precio

- La pantalla, la carcasa, la tornillería y las instrucciones. No incluye cable USB-C ni cargador.
- El envío a península y Baleares: lo preparamos en un máximo de 10 días laborables y te enviamos el número de seguimiento.
- Garantía legal de 3 años y 14 días para devolverlo: si no es para ti, te devolvemos el dinero.
- Soporte en castellano: nos escribes y te contesta quien lo ha hecho.
- Actualizaciones del software, que llegan solas al aparato.
- 14 días para devolverlo
- 3 años de garantía
- Envío gratis, con seguimiento
- Sale en máx. 10 días laborables

Pagas aquí mismo, sin salir de la web, con tarjeta, Bizum, PayPal o a plazos con Klarna, en un formulario seguro de Stripe. Antes te pedimos confirmar unas cosas básicas, para que no haya sorpresas.

Una pantalla que hace una sola cosa. Y la hace bien.

Gluvi no intenta ser un smartphone. Cuanto menos hace, menos se rompe.

El número, bien grande

Ocupa media pantalla. Al lado, la flecha de tendencia, cuánto ha subido o bajado desde la lectura anterior y las ocho últimas. Nada que interpretar.

El color llega antes que la cifra

El número se pinta según los límites que tú marcas: verde si vas bien, ámbar o rojo si no. Sabes cómo estás antes de haber leído el dato. Y si tocas la pantalla, ese color pasa al fondo entero y se ve desde el otro extremo de la casa.

Sabes si el dato es de ahora

Una barra cuenta hacia la próxima lectura. Si los datos dejan de llegar, el número se atenúa y aparece cuánto hace que no se actualiza. No te quedas mirando una cifra vieja creyendo que es de hace un minuto.

En el vídeo de la web: Gluvi funcionando, en una toma seguida y sin retoques. Cuando la barra llega al final entra una lectura nueva y el número cambia; los límites de color los marca cada uno.

Dónde vive: donde de verdad lo vas a mirar.

Viendo una peli, en el trabajo o en cualquier otro sitio. Siempre a la vista, sin tener que buscar el móvil ni encender nada.

En la mesita

Al brillo mínimo no ilumina la habitación. Si te despiertas a las tres, el dato ya está ahí: no hay que buscar el móvil ni encender nada.

En el escritorio

Un vistazo y sigues con lo tuyo. No desbloqueas el teléfono, así que no acabas leyendo otras seis cosas.

En el salón o la cocina

Un punto fijo de la casa donde el dato está a la vista de todos. Con niños, quita muchas preguntas.

Para quien cuida

Padres, pareja o cuidador ven el número en su propia pantalla, sin vigilar un móvil ni pedírselo a nadie.

Un aparato encendido todo el año no puede dar la lata.

Los detalles que uno decide cuando el trasto va a estar en su propia mesita.

Enchufado y en marcha, sin más

No tiene interruptor ni batería. Se enchufa y arranca solo; si se va la luz, vuelve a arrancar solo cuando regresa. Hace una sola cosa, y por eso hay muy poco que se pueda romper.

El brillo que tú decidas

Tocas el icono del sol y mueves un deslizador. Sin menús. Al mínimo no ilumina la habitación de noche, y el nivel se recuerda aunque lo desenchufes.

Mejora sin que hagas nada

Cuando publicamos una versión nueva, tu Gluvi la ve por WiFi y te avisa en pantalla. La instalas con un toque. El aparato que compras hoy no se queda como está.

Llega en piezas. En un rato lo tienes en la mesilla.

Puedes consultar el manual de instalación y puesta en marcha en migluvi.com/manual.

1. **Monta la carcasa.** La pantalla encaja en la carcasa y se sujeta con los tornillos que vienen en la caja. Sin herramientas raras.
2. **Instala el software en su última versión*.** Conectas la pantalla al ordenador por USB, abres migluvi.com/instalar y pulsas un botón. Lo graba el navegador: no descargas ni instalas nada. *Solo en caso de que sea necesario

3. **Enchúfalo donde quieras verlo.** A la corriente, por USB. No hay baterías que vigilar ni botón que pulsar.
4. **Conéctate a su WiFi.** Crea su propia red, «Gluvi-Setup». Te conectas desde el móvil, eliges tu WiFi y pegas los datos de tu fuente de glucosa.
5. **Ya está.** Se reinicia, se conecta y empieza a mostrar tu glucosa. A partir de ahí arranca solo cada vez que lo enchufes.

> **Atención: Para el paso 2 necesitas un ordenador** con Chrome, Edge, Firefox 151 o posterior, u otro navegador basado en Chromium. **Safari no sirve**: es una limitación del navegador, que es quien habla por USB con la pantalla. Es gratis instalar cualquiera de los otros, pero conviene saberlo antes de comprarlo.

Para cambiar algo después: desliza en la pantalla hasta «Configuración» y toca. Se abre el mismo portal de ajustes: WiFi, fuente de datos, unidades (mg/dL o mmol/L) y los límites de color.

¿Dudas de que tu fuente vaya a conectar? No hace falta comprar nada para salir de dudas: pruébalo en el comprobador de conexión, con las mismas credenciales que luego pondrías aquí.

Compruébalo tú, sin comprar nada.

Gluvi no sirve de nada si tu fuente de glucosa no conecta. Así que hemos puesto esa misma comprobación en una web aparte: metes los datos de tu fuente, pruebas y ves si llega tu última lectura. Si

funciona ahí, funciona en el aparato.

Gluroo o Nightscout (recomendado)

La opción que recomendamos. Gluroo te da una dirección compatible con Nightscout y Gluvi lee de ahí. También vale tu propio Nightscout, con xDrip+, AAPS…

LibreLinkUp (no oficial)

El email y la contraseña de la cuenta de LibreLinkUp que sigue tu FreeStyle Libre.

Dexcom Share (no oficial)

Tu usuario y contraseña de Dexcom, con Share activado y la invitación aceptada por el seguidor.

Por qué recomendamos Gluroo. LibreLinkUp y Dexcom Share no ofrecen una conexión oficial para aparatos como Gluvi. Usamos vías no oficiales, las mismas que otras apps independientes, y Abbott o Dexcom pueden cambiarlas sin avisar. Con Gluroo, la conexión con tu sensor la mantienen ellos, y Gluvi solo lee una dirección Nightscout que no cambia.

Comprobar mi conexión: conecta.migluvi.com.

> **Nota:** Son los mismos datos que luego pondrías en el aparato. La prueba solo dice si la conexión funciona y si llega una lectura: **no interpreta tu glucosa ni sustituye a tu sensor**. Si algo falla, escríbenos y lo miramos contigo.

El móvil ya lo tienes. El problema es todo lo demás que hay dentro.

	Móvil / app	Gluvi
Hay que sacarlo y desbloquearlo	Sí	No, ya está a la vista
Depende de la batería	Sí	No, está enchufado
Enseña otras cosas además del dato	Sí	No, solo tu glucosa
Se lee a distancia, de día y de noche	Regular	Sí
Lo puede mirar quien te cuida	No especialmente	Sí, es una pantalla más de la casa

Lo que Gluvi no es.

Preferimos prometer poco y cumplirlo. Si algo de esta lista te hace falta, Gluvi no es lo que buscas, y es mejor saberlo ahora.

- **No es un producto sanitario**. Es un visualizador de conveniencia, solo informativo, y no sirve para tomar decisiones de tratamiento.
- No mide la glucosa ni toca al paciente. **Enseña los datos que ya genera tu sensor**.
- No avisa ni suena. **No sustituye a las alarmas de tu CGM**, que deben seguir activas en tu móvil o receptor.

- **No decide nada** por ti ni administra insulina.

Es una comodidad: tu número, siempre puesto. No sustituye al sensor, ni a la app oficial, ni al criterio de tu médico.

Por qué no avisa: los avisos son otro producto.

Un sistema que compare tu glucosa con un límite y te avise no es una función más: es un producto sanitario, y necesita marcado CE. Eso no es papeleo que se despache en un mes.

Si algún día lo hacemos, será eso: un producto distinto, con su propio marcado CE. No una actualización del Gluvi que compras hoy.

> **Importante:** El Gluvi que se vende hoy no avisa ni suena, y no debe usarse como alarma. Las alarmas de tu sensor tienen que seguir activas en tu móvil o receptor.

Esto no lo hace una empresa. Lo hace una persona.

Me llamo Fermín y Gluvi nació de la necesidad de tener un sistema que realmente ayudara a las personas con diabetes, soy diabético de tipo 1 desde hace más de 10 años y he visto como la tecnología y la diabetes han evolucionado, desde ir con el glucómetro a todos lados y tener miedo de caer en hipoglucemias al hacer algunas actividades con mis amigos, hasta tener un sensor donde podía

monitorizar mi glucosa en tiempo real, pero siempre teniendo que sacar el móvil a todas horas. Al principio era un aparato para mi personalmente, pero cada vez fui viendo que podría ser útil para toda la comunidad.

Soy el programador, el diseñador, el de ventas, el de marketing... Monto y programo cada Gluvi yo mismo, así que cuando escribes por el formulario contactas conmigo, no con un departamento.

Solo espero que no sea solo un aparato más que se queda en la mesita: que realmente ayude a quien lo use y a quien lo cuida, y que haga la vida un poco más fácil. Si eso pasa, todo el esfuerzo habrá valido la pena.

Cómo se compra

Cuatro cosas, para que no haya sorpresas. Gluvi hace muy bien una cosa concreta. Queremos asegurarnos de que es la que buscas. Antes de pagar, en la web se marcan estas casillas:

1. Entiendo que **Gluvi no es un producto sanitario**: es un visualizador de conveniencia y no sirve para tomar decisiones de tratamiento.
2. Entiendo que **Gluvi no suena ni avisa**. Las alarmas de mi sensor seguirán activas en mi móvil o receptor.
3. **He probado mi conexión** en conecta.migluvi.com y ha llegado mi última lectura. Entiendo que las conexiones directas con LibreLinkUp y Dexcom Share **no son oficiales** y pueden dejar de funcionar.

4. He leído y acepto los Términos de servicio, el Aviso médico y la Política de privacidad.

El pago lo procesa Stripe: nosotros no vemos ni guardamos tus datos de tarjeta.

Aceptamos tarjeta Visa y Mastercard, Bizum, PayPal y Klarna. Pago 100 % seguro, protegido con Stripe.

Enviamos a toda España. A Canarias, Ceuta y Melilla te pediremos el DNI o NIE para la aduana. **Envío con aduana.** A Canarias, Ceuta y Melilla el paquete pasa por aduana y tarda algo más: 5–10 días laborables desde que sale. El precio es el mismo y ya incluye el envío. Lo pide la aduana para entregar el paquete. Solo lo usamos para el envío.

Si no queda stock, el botón de compra dice «Agotado»: ¡Gracias! Este mes se han agotado todas. Estamos montando las siguientes: en Instagram te contamos cuándo vuelven.

Contacto

Cuéntanos qué necesitas o déjanos tu teléfono y te llamamos. Contesta la misma persona que monta cada Gluvi.

Contesta la misma persona que monta y programa cada Gluvi. No hay centralita, ni tickets, ni un departamento al que te pasen.

- **Email:** hola@migluvi.com
- **Teléfono:** +34 696 01 64 21
- **Formulario de contacto:** en la portada, migluvi.com/#contacto

- **Instagram:** @mi.gluvi

Si lo que quieres saber es si tu fuente de glucosa conecta, compruébalo tú mismo ahora: tarda dos minutos.

Que tu glucosa deje de vivir escondida en el móvil. Ponla donde ya miras.

> **Importante:** Gluvi es un visualizador de conveniencia, solo informativo. No es un producto sanitario, no avisa ni suena, no debe usarse para decisiones de tratamiento y no sustituye a las alarmas de tu CGM, que deben seguir siempre activas. Aviso médico completo.

Enlaces útiles

- Web: migluvi.com
- Comprobar tu conexión antes de comprar: conecta.migluvi.com
- Manual de usuario: migluvi.com/manual
- Instalar el software: migluvi.com/instalar
- Preguntas frecuentes: migluvi.com/preguntas-frecuentes
- Email: hola@migluvi.com · Teléfono: +34 696 01 64 21
- Instagram: @mi.gluvi